



- Después de los fons vendr le haut, remplir l’empreinte sèche aux endroits appr- priés.
- Remettre sur le modèle l’empreinte sèche ou le modèle formé sous vide.
- Le matériau devient dur et élastique 1 minute 40 secondes, tout au plus, après le début du mélange. Retirar du modèle l’empreinte ou le modèle formé sous vide dans les 2 minutes 50 secondes après le début du mélange.
- Vérifier la prise du matériau en se reportant à l’excédent de matériau présent sur le modèle.
- Ne pas attendre que la restauration temporaire ne durcisse complètement avant de la retirer (voir la rubrique « Temps »).
- Laisser l’embout mélangeur rempli sur la cartouche de manière qu’il serve de bouchon jusqu’à la prochaine utilisation.

#### Finición de la restauraion temporai

- Pour que la surface du matériau composite soit optimale, laisser la restauraion temporeira dans l’empreinte pendant au moins 5 minutes (après le début du mélange), puis la retirer de l’empreinte.
- Utiliser de l’alcool (p. ex., de l’éthanol) pour ôter intégralement la couche inhibéee par réaction avec l’oxygène de sorte à obtenir une surface plane et brillante.

Paradigm™ Temporization Material ne nécessite aucune autre polymérisation, car cela risquerait de causer une contraction excessive. **Ne pas avoir recours à une polymérisation supplémentaire par la chaleur, la pression ou la lumière.**

Pour plus d’informations concernant la finition et le polissage, consulter les rubriques « Finition » et « Personnalisation/corrección de la forme ». **Ne pas retirer** la restauraion temporeira à la vapeur, car cela pourrait causer des problèmes por l’ajustement. N’utiliser que de l’alcool (p. ex., de l’éthanol) ou des désinfectants contenant de l’alcool pour nettoyer la restauraion temporeira.

**Remarque : un spray occlusal coloré peut décolorer la restauraion temporeira !**

#### Stockage et transport

- Contrôler le bon ajustement de la restauraion temporeira en la plaçant et en la transportant sur le modèle.

#### Réparation

- Dépouir les surfaces brisées et les surfaces adjacentes afin de favoriser la rétention mécanique et chimique.
- Nettoyer avec de l’alcool et faire sécher à l’air.
- Réunir les surfaces avec du matériau provisoire Paradigm™ Temporization Material ou du matériau composite fluide Filtek.
- Faire durcir le matériau provisoire Paradigm™ Temporization Material ou le matériau composite fluide Filtek conformément aux renseignements applicables énoncés dans les directives d’utilisation correspondantes.
- Une fois le matériau complètement durci, procéder à la finition conformément à la procédure habituelle. Une fois réparée à l’aide du matériau provisoire Paradigm™ Temporization Material, attendre 10 à 15 minutes avant la mise en charge dans la bouche.

#### Condiions de stockage / Durée de conservation

Entreposer le produit à une température se situant entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F).

Ne pas entreposer le produit dans un réfrigérateur.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.

#### Manipulation avant et/ou après utilisation

- Les embouts mélangeurs Garant bleus sont des dispositifs à usage unique et risqueraient d’être endommagés lors du retrait du matériau durci.
- Veuillez conserver l’accessoire à usage unique dans son sachet d’origine afin de garantir la traçabilité du lot.
- Avant chaque utilisation, vérifier que les embouts mélangeurs Garant bleus ne présentent ni dommage, ni décoloration, ni contamination. N’utilisez jamais des embouts endommagés, décolorés ou montrant des traces de contamination.
- Fixer les embouts mélangeurs Garant bleus juste avant de les utiliser et ne pas essayer de les enlever et les remettre afin d’éviter qu’ils ne se détachent accidentellement.

#### Nettoyage et désinfection de la cartouche Garant

##### Attention

Lors du choix d’un moyen de nettoyage et de désinfection, prenez garde que celui-ci ne contienne aucun des composants suivants :

- agents oxydants (peroxydes d’hydrogène, par exemple)
- huiles
- glutaraldéhydes

N’appliquez que des procédés testés pour le nettoyage et la désinfection. N’utilisez que des moyens de nettoyage et de désinfection dont l’efficacité et la compatibilité ont été testées avec le dispositif médical utilisé (homologation FDA, par exemple). Veillez à respecter toutes les prescriptions légales et de technique d’hygiène en vigueur dans les cabinets dentaires et/ou les hôpitaux.

#### Restrictions lors de la réutilisation

La cartouche Garant a été testée 18 fois sans présenter de dommages apparents. La cartouche Garant peut être utilisée à condition qu’elle soit propre et qu’elle ne présente aucun dommage.

#### Généralités

La cartouche est livré non stérilisée et doit être nettoyée et désinfectée avant la première utilisation ainsi qu’avant chaque nouvelle utilisation.

#### Préparation à la décontamination

Après chaque utilisation, décontaminez la cartouche le plus rapidement possible.

#### Préparation avant utilisation

La procédure de préparation avant utilisation doit être effectuée avant la première utilisation et après chaque nouvelle utilisation. Tout d’abord, nettoyez manuellement la cartouche conformément à la description suivante et, ensuite, désinfectez manuellement.

#### Nettoyage manuel selon la méthode d’essuyage

- Le nettoyage s’effectue avant la première utilisation et après chaque nouvelle utilisation de la cartouche avec des lingettes désinfectantes prêtes à l’usage (CaviWipes™) ou avec un produit nettoyant de même qualité. Les lingettes contiennent le désinfectant CaviCide™ (la base de l’agent sont des alcools et des composés quaternaires). Suivez les instructions du fabricant du moyen de nettoyage.
- Nettoyez la cartouche jusqu’à ce que l’on ne voie plus de salissures.
- Veillez en particulier à ce que les rainures soient toutes propres.

#### Désinfection manuelle selon la méthode d’essuyage

- La désinfection de la cartouche s’effectue avec des lingettes désinfectantes prêtes à l’usage (CaviWipes) ou avec un désinfectant de même qualité. Les lingettes contiennent le désinfectant CaviCide (la base de l’agent sont des alcools et des composés quaternaires). Suivez les instructions du fabricant du moyen de nettoyage, en particulier celles concernant la durée de contact.
- Désinfectez la cartouche trois minutes avec au moins une nouvelle lingette désinfectante. Pendant ce temps de trois minutes, maintenez la cartouche humide sur toutes les surfaces.
- Veillez en particulier à ce que les rainures soient toutes désinfectées.

#### Contrôle, maintenance, essai

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la cartouche ne présente ni dommage, ni décoloration, ni contamination.
- Ne réutilisez en aucun cas les cartouches endommagées.
- Si la cartouche n’est pas visiblement propre, répétez l’opération de préparation avant utilisation.

#### Nettoyage du distributeur Garant

Reportez-vous à la notice d’utilisation correspondante pour de plus amples informations concernant le nettoyage et la désinfection du distributeur Garant.

#### Ingrédients

Les ingrédients de chacun des composants du produit sont énumérés par ordre décroissant de concentration.

Pâte base : diméthacrylate (Bis-MEPP), silice traitée au silane, polyuréthane méthacrylé.

Pâte catalyseur : diacétate, dérivé d’acide barbiturique, silice traitée au silane, perester.

#### FDS et recyclage

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS)/fiche d’information de sécurité (SIS) de Solventum, disponible à l’adresse www.Solventum.com ou contacter votre filiale locale pour obtenir des informations sur le recyclage et les ingrédients.













Éliminer le contenu ou le contenant conformément à la réglementation en vigueur. Veiller à l’élimination correcte des déchets contaminés et des déchets à arêtes vives afin d’éviter tout risque sanitaire dû à une mauvaise manipulation.

#### Information clients

Nul n’est autorisé à divulguer des informations non conformes aux indications données dans les présentes instructions.

Veillez signaler tout résultat indésirable (par exemple, événement indésirable incident majeur (UE)) survenu avec le dispositif à Solventum ainsi qu’aux autorités locales compétentes (UE) ou aux autorités nationales de régulation.

##### Symboles – glossaire

Número de référence et titre du symbole	Symbole	Description du symbole
ISO 15223-1 5.1.1 Fabricant		Indique le fabricant du dispositif médical.
ISO 15223-1 5.1.3 Date de fabrication		Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
ISO 15223-1 5.1.4 A utiliser avant		Indique la date après laquelle le dispositif médical ne peut plus être utilisé.
ISO 15223-1 5.1.5 Batch code		Indique la désignation de lot du fabricant de façon à identifier le lot.
ISO 15223-1 5.1.6 Numéro de référence		Indique le numéro de référence du produit de façon à identifier le dispositif médical.
ISO 15223-1 5.3.7 Limite de température		Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être soumis.
ISO 15223-1 5.4.2 Pas de réutilisation		Renvoie à un dispositif médical qui est prévu pour une seule utilisation.
ISO 15223-1 5.4.3 Consulter le mode d’emploi ou le mode d’emploi du dispositif électronique.		Indique que l’utilisateur doit consulter le mode d’emploi.
ISO 15223-1 5.7.7 Dispositif médical		Stipule que le dispositif est un dispositif médical.
ISO 15223-1 5.7.10 Identifiant unique des dispositifs		Indique un support contenant des informations sur l’identifiant unique des dispositifs.
Rx Only		Indique que conformément aux lois fédérales en vigueur aux États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur prescription d’un dentiste. 21 CFR (code des règlements fédéraux) sec. 801.109(b)(1)
Polyéthylène basse densité		Indique que l’emballage du produit est fabriqué en polyéthylène basse densité. Journal officiel de la CE <span> </span> : Décision de la commission (97/129/CE)

Pour plus d’informations, consulter elFU.Solventum.com

Mise à jour : Mai 2025

<span><span><span></span></span></span> ESPAÑOL
---

#### Uso previsto

Matériau de restauraion temporal pour la fabrication de restauraciones temporales en dientes preparados.

#### Descripción del producto

Solventum™ Paradigm™ Temporization Material es una resina compuesta/composite para la fabricación de restauraciones indirectas dentales temporales. El sistema de dos componentes con una base química de éster de ácido metacrílico multifuncional ofrece características similares a las de un material de obturación y está disponible en los siguientes colores: A1, A2, A3. El dispensador Solventum™ Garant™ permite una aplicación directa desde el cartucho sin burbujas. Los provisionales Paradigm™ Temporization Material pueden reconstruirse e individualizarse con resinas fluidas (por ejemplo, Solventum™ Filtek™ Flowable Composite).

Paradigm™ Temporization Material es un producto de uso múltiple para múltiples pacientes.

Las cánulas mezcladoras Garant azul son productos desechables.

Estas instrucciones de uso se deben guardar durante toda la utilización del producto. El producto solamente debe utilizarse cuando la etiqueta del producto se pueda leer con claridad. Para los demás productos mencionados, por favor consulten las instrucciones correspondientes. Las instrucciones de uso están disponibles en: elFU.Solventum.com.

#### Indicaciones para el uso

- Fabricación de coronas, puentes, inlays, onlays y coronas provisionales
- Fabricación de provisionales de larga duración
- Material de relleno/rebase para coronas prefabricadas y provisionales de resina (por ejemplo, Solventum™ Protemp™ Crown) y metal (por ejemplo, coronas Iso-Form).

#### Población de pacientes prevista

Todos los pacientes que requieran tratamiento dental, salvo en aquellos pacientes cuyas condiciones limite su uso.

#### Contraindicaciones

El producto está contraindicado para el uso en pacientes con alergia conocida a los materiales con base de acrílato o que contengan alérgenos. Por favor, consultar la sección «Precauciones y advertencias».

#### Usuarios previstos

Personal especializado que disponga de conocimientos teóricos y prácticos sobre la manipulación de productos dentales.

#### Uso clínico

Restauración temporal de estética y función oral.

#### Precauciones y advertencias

#### Para los pacientes

Este producto contiene sustancias que, al entrar en contacto con la piel, pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Se debe evitar el uso de este producto en pacientes con alergias al acrílato y/o perésteres. En caso de contacto prolongado con la mucosa bucal, enjuagar con abundante agua. Si se presentasen reacciones alérgicas, en caso necesario consultar con un médico, retirar el producto y no volver a utilizarlo.

#### Para el personal dental

Este producto contiene sustancias que, al entrar en contacto con la piel, pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Para reducir el riesgo de reacciones alérgicas, se deberá minimizar la exposición a estos materiales. En especial se deberá evitar el contacto con los materiales que todavía no se han polimerizado. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Se recomienda utilizar guantes protectores y una técnica de trabajo sin contacto. Los acrílatos pueden atravesar los guantes protectores habituales en el comercio. En caso de contacto con el producto, quitarse los guantes protectores y destruirlos. Lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón, y ponerse nuevos guantes protectores. En caso de producirse una reacción alérgica, si fuera necesario, consulte con un médico.

La seguridad y el rendimiento del producto no se han evaluado clínicamente en mujeres embarazadas o lactantes o niños menores de 18 años.

#### Posibles efectos secundarios

Los posibles efectos secundarios son irritaciones locales o reacciones alérgicas locales o sistémicas.

#### Riesgos residuales

El desprendimiento o la fractura de la restauración puede provocar la ingestión o aspiración de la propia restauración o de partes de la misma en casos raros.

En situaciones con lesiones de caries profundas, contorno de restauración inadecuado, ontrol inadecuado de infecciones en el consultorio, mala higiene

bucal del paciente o si no se siguió la información de empleo, pueden ocurrir los siguientes riesgos:

Sensibilidad dental, inflamación pulpar, descalcificación del esmalte, caries secundaria, decoloraciones, gingivitis u otros problemas periodontales. infección, efecto respiratorio. cambios en la oclusión que podrían conducir a un trastorno temporomandibular, laceraciones u otras heridas que son causadas por bordes afilados, lesión ocular.

#### Información de empleo

- Preparativos**
  - Tomar una impresión de alginato, silicona o poliéter de la fila de dientes todavía completa.
    - En lugar de una impresión, se puede usar una férula termoplástica fabricada en laboratorio, o para coronas individuales, una corona preformada.
  - Para mejorar la estabilidad del provisional, retirar las marcas interdentales de la impresión, y donde haya espacio reducido, recortar más los puntos relevantes.
  - Eliminar los socavados existentes para que pueda recolocarse la impresión fácilmente en la boca.
  - Realizar una ranura en la impresión en caso de faltar dientes, o de haber huecos en la sección molar para obtener una unión estable, en forma de nervio.
  - Cerrar los huecos en los incisivos antes de la impresión, en caso necesario con dientes de confección como espaciadores, bloquear de forma estable varios dientes de confección con cera.
  - No usar peróxido de hidrógeno (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) para preparar el diente ya que los residuos pueden afectar negativamente a la reacción de polimerización.
  - Tener preparado un cartucho Protemp con el color deseado.

#### Tiempos

00:00–00:40 min:seg	Dispensado de Paradigm™ Temporization Material en la impresión o llave de silicona y reposición en la boca
00:40–01:40 min:seg	Fraguado en la boca de la llave de silicona
01:40–02:50 min:seg	Mejor momento para retirar la impresión o llave de silicona
Hasta 05:00 min:seg	Fraguado completo
A partir de 05:00 min:seg	Remoción del provisional de la matriz o llave de silicona. Tratamiento final

Estos tiempos de elaboración son válidos para productos que se han almacenado y manipulado a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %. Temperaturas más elevadas acortan estos tiempos y las más reducidas los prolongan. El tamaño del provisional también influye en los tiempos de fraguado: a medida que aumenta el tamaño de la pieza de trabajo, se acelera el fraguado.

#### Dosificación y mezcla

Las pastas se dosifican y se mezclan estáticamente en el dispensador Garant. ¡Usar sólo las cánulas mezcladoras adjuntas originales Garant™ azul!

#### En la primera dosificación

- **Quitar y tirar el cierre del cartucho.** No usar en ningún caso el cierre del cartucho para volver a cerrarlo, para evitar la inclusión de burbujas de aire.
- Controlar si los dos agujeros del cartucho no están atascados, eliminar un posible tapón con un instrumento adecuado.
- Antes de aplicar por primera vez una cánula mezcladora, extraer suficiente pasta sobre un bloque de mezcla hasta que salga la misma cantidad de pasta base como de pasta de catalizador. Seguidamente tirar la pasta extraída.

#### Aplicación

El material precisa de un cierto tiempo para fluir estando la cánula mezcladora puesta. El flujo de material se interrumpe tan pronto como se reduce la presión en la empuñadura. ¡No expulsar el material ya fraguado en la cánula mezcladora por la fuerza pues, de lo contrario, pueden dañarse el cartucho y la cánula mezcladora!

Las reconstrucciones de muñones de resina, compómeros o ionómeros de vidrio modificados con resina se deben aislar antes de la aplicación del Paradigm™ Temporization Material, por ejemplo, con vaselina.

- Colocar primero una nueva cánula mezcladora.
- Antes de cada aplicación, extraer una cantidad pequeña de pasta (del tamaño de un guisante) de la cánula mezcladora en un bloque y tirarla.
- Dispensar en la impresión seca, o la férula termoplástica, en los puntos necesarios desde el fondo.
- Posicionar la impresión seca, o la férula termoplástica, en la boca/sobre el modelo.
- El material alcanza una consistencia elástico-endurecida después de 1 min 40 seg de comenzar la mezcla y debe sacarse de la boca/del modelo hasta 2 min 50 seg después de comenzar la mezcla con la impresión o la férula termoplástica.
- Controlar el proceso de fraguado en la boca o llave de silicona según el estado del exceso.
- Dejar la cánula mezcladora llena, como cierre en el cartucho, hasta el siguiente uso.

#### Tratamiento

- La capa de inhibición del oxígeno, una vez fraguada por completo (como mínimo 5 minutos después de iniciar la mezcla), se debe eliminar totalmente con alcohol (por ejemplo, etanol). Si se desea, se puede pulir, por ejemplo, con discos pulidores Sof-Lex™.
- Después del fraguado completo, eliminar los excesos.
- Si se necesita, terminar con fresas finas de metal duro y pulir.
- No respirar el polvo producido en la etapa de recorte o pulido del provisional. Utilizar mascarillas y gafas de protección y un dispositivo de aspiración.

#### Individualización/Corrección de tamaño

Al usar una resina fluida, como Filtek Flowable Composite, y Paradigm™ Temporization Material para la individualización o la corrección de tamaño, no es necesario el uso de un adhesivo. En otros productos, respetar las instrucciones de uso respectivas.

#### Productos aplicables

- Resinas fluidas, por ejemplo, Filtek™ Flowable Composite: A1, A2, A3
  - ¡Por favor, respetar las instrucciones de uso!
- Paradigm™ Temporization Material
  - Tratamiento: ver «Aplicación» y «Tratamiento».

#### Procedimiento con una resina fluida, como Filtek Flowable Composite, en provisionales nuevos

- La resina fluida Filtek puede aplicarse en un provisional recién hecho tanto sobre la superficie tratada como sobre la capa de inhibición limpia sin trazar. En ambos casos, se logra una adherencia excelente.
- Eliminar las suciedades – por ejemplo, saliva o polvo de pulido – con alcohol, a continuación secar con aire. Con una capa de inhibición limpia, o con un provisional limpio tratado, no es necesaria ninguna limpieza.
- Por motivos higiénicos, dosificar la resina fluida Filtek desde el dispensador en un bloque de mezcla.
- Aplicar el composite en capas de 1 mm máximo con un instrumento sobre el provisional.
- Fotopolimerizar cada capa por separado durante 20 segundos.
- Repasar la resina con fresas de metal duro y pulir, por ejemplo, con discos pulidores Sof-Lex™.

#### Modo de proceder con un composite fluido, como Filtek Flowable Composite, en provisionales usados

- Haga rugosa/áspera la superficie del provisional con instrumentos girato-rios.
- Eliminar las suciedades – por ejemplo, saliva o polvo de pulido – con alcohol, a continuación secar con aire.
- Por motivos higiénicos, dosificar la resina fluida Filtek desde el dispensador en un bloque de mezcla.
- Aplicar el composite en capas de 1 mm máximo con un instrumento sobre el provisional.
- Fotopolimerizar cada capa por separado durante 20 segundos.
- Repasar el composite con fresas de metal duro y pulir, por ejemplo, con discos pulidores Sof-Lex™.

- Retirar la capa de inhibición del oxígeno y terminar los excesos, ver « Trata- miento».

#### Cementación

- Si se aisló el muñón (por ejemplo, con vaselina), eliminar cuidadosamente los restos de producto aislante antes de realizar la cementación provisional.
- Colocar el provisional con cementos temporales usuales, por ejemplo, RelyX™ Temp NE. Si la aplicación se utiliza como un provisional de larga duración, recomendamos utilizar un cemento más fuerte tal como RelyX™ Unicem 2.
- ¡Los cementos con eugenol pueden inhibir el fraguado de los cementos definitivos, que pueden usarse más tarde en la cementación definitiva! Si se utiliza un cemento de resina para la cementación definitiva, se deberá cementar el provisional con un cemento exento de eugenol.

#### Tras la cementación

- Revisar el surco y las zonas adyacentes, y en caso necesario, eliminar los restos del material del provisional o del cemento provisional.

#### Fabricación de un provisional en el laboratorio

#### Fabricación del modelo

- Tomar una impresión para preparar un modelo de trabajo no segueteado. Si es necesario, utilizar un molde de cera (modelado de cera). Preparar una matriz de silicona utilizando silicona de laboratorios.
- Retirar la matriz y el molde de cera del modelo, por ejemplo, utilizando un limpiador de vapor o agua hirviendo.
- La utilización de una cera dental adecuada para cubrir los socavados en el modelo de trabajo facilitará la retirada del provisional del modelo. Aplicar además una capa fina de cera a los muñones. Según sea necesario, cortar las marcas interdentales y constricciones en el área de las encías en la matriz.
- Tratar el modelo con un aislamiento revocado de composite adecuado de acuerdo con las instrucciones de uso aplicables.

#### Fabricación del provisional

- Colocar una nueva cánula mezcladora.
- Antes de cada aplicación, extraer una cantidad pequeña de pasta (del tamaño de un guisante) de la cánula mezcladora en un bloque y tirarla.
- Dispensar en la impresión seca/matriz en los puntos necesarios desde el fondo.
- Posicionar la impresión/matriz, o la férula termoplástica, sobre el modelo.
- El material alcanza una consistencia elástico-endurecida después de 1 min 40 seg de comenzar la mezcla y debe sacarse del modelo hasta 2 min 50 seg después de comenzar la mezcla con la impresión/matriz o la férula termoplástica.
- Controlar el proceso de fraguado en la matriz/modelo según el estado del exceso.
- No esperar hasta que se haya endurecido completamente el provisional para retirarlo (ver « Tiempos»).
- Dejar la cánula mezcladora llena, como cierre en el cartucho, hasta el siguiente uso.

#### Tratamiento del provisional

- Para obtener una superficie óptima del composite, dejar el provisional en la matriz durante por lo menos 5 minutos (después de empezar el mezclado), después retirar la matriz.
- Utilizar alcohol (por ejemplo, etanol) para eliminar completamente la capa de inhibición del oxígeno para obtener una superficie suave y brillante.

Paradigm™ Temporization Material no necesita ningún método de curado adicional: controlar causar una contracción excesiva. **No utilizar calor, presión o luz para cualquier curado adicional del provisional.**

También puede encontrarse información sobre acabado y pulido en « Tratamiento» e « Individualización/Corrección de tamaño». **No limpiar** el provisional con vapor ya que esto puede provocar problemas con el ajuste. Utilizar solo alcohol (por ejemplo, etanol) o desinfectantes que contienen alcohol para limpiar el provisional.

**Nota: ¡El spray de oclusión coloreado puede causar decoloración del provisional!**

#### Almacenaje y transporte

- Asegurar un encaje óptimo del provisional colocándolo en el modelo y transportándolo en el modelo.

#### Reparación

- Raspar la rotura y crear retenciones mecánicas y químicas en las zonas adyacentes.
- Limpiar con alcohol y seguidamente secar con aire.
- Unir con Paradigm™ Temporization Material o con una resina fluida, como Filtek Flowable Composite.
- Fraguar el Paradigm™ Temporization Material, o con una resina fluida como Filtek Flowable Composite, siguiendo las respectivas instrucciones de uso.
- Después del fraguado, reparar como de costumbre. Cuando repare con Paradigm™ Temporization Material, esperar 10–15 minutos antes de cargar.

#### Condiciones de almacenamiento/Duración

Almacenar el producto a 15–25 °C.

No almacenar en el frigorífico.

No usar más una vez superada la fecha de caducidad.

#### Manipulación antes y/o después del uso

- Las cánulas mezcladoras Garant azul son productos desechables y sufrirán desperfectos si se retira el material fraguado.
- Guardar el producto desechable en el envase original para garantizar que el lote se pueda trazar.
- Examinar las cánulas mezcladoras Garant azul en busca de daños, decoloraciones y contaminación antes de cada uso. No utilice en ningún caso las cánulas que estén dañadas, descoloridas o contaminadas.
- Coloque las cánulas mezcladoras Garant azul inmediatamente antes del uso y no las separe y vuelva a colocarlas para evitar que se retiren accidentalmente.

#### Limpieza y desinfección del cartucho Garant

#### Precaución

Asegúrese de que los agentes de limpieza y desinfección que ha escogido no contienen ninguno de los siguientes componentes:</